



(teléfonos android)

MONITOREANDO TU PRESIÓN SANGUÍNEA.

Paso 1.

Abre tu navegador de Google Chrome en tu dispositivo Android y ve a la página de [SmartViewMD.com] y selecciona [Sign-Up] en el menú.

The image shows the SmartViewMD.com sign-up page. On the left, there are input fields for First Name, Last Name, Email, and Phone. On the right, there is a navigation menu with links: DEMO, LOGIN, SIGN-UP (circled in red), VIDEOS, SERVICES, and CONTACT US. At the bottom, there is a blue banner with text: "SmartView MD is a consolidated web based portal for medical providers to review (monitor and receive automated alerts of) patient vitals shared".

Paso 2.

Añade el acceso directo de SmartViewMD a la pantalla de inicio de tu teléfono, navegando a las opciones de tu navegador y seleccionando descargar aplicación o añadir a pantalla de inicio

The image shows the SmartViewMD.com login page and a mobile browser menu. The login page has fields for Email and Password, and buttons for Login, Sign Up, and Reset Password. The mobile browser menu shows options like New tab, New incognito tab, History, Downloads, Bookmarks, Recent tabs, Share..., Find in page, Translate..., and Install app (circled in red).

Paso 3.

Completa el Sign-Up (o tu registro a la página web) y luego llena tu perfil localizado en el menú. Luego selecciona Monitor de Presión Sanguínea y presiona Submit

The image shows the SmartViewMD.com profile completion page. It has a "Health Care Provider" section with a dropdown menu and a "Submit" button. Below that, there are checkboxes for "Blood Pressure Monitor", "Blood Glucose Meter", "Continuous Glucose Monitor", "Peak Flow Meter", and "Fingertip Pulse Oximeter". There is also a "Phone" field and a "Date Of Birth" field.

Paso 4.

Selecciona Empareja (pair) debajo de Monitor de Presión Sanguínea

The image shows the SmartViewMD.com Blood Pressure Monitor page. It has a "Pair" button and a "Standard" button. Below that, there are fields for "Upper", "Date", and "Time". There are also fields for "Lower", "Pulse", and "Note".

Paso 5.

Toma tus vitales en tu dispositivo de Presión, y luego selecciona el botón Read (leer) en tu aplicación

The image shows the SmartViewMD.com Blood Pressure Monitor page with the "Read" button highlighted. It also shows the "Paired" status and the "Blood Pressure Monitor" title.

Paso 6.

Las lecturas aparecen en tu página o aplicación debajo del seleccionado dispositivo correspondiente (Monitor de Presión Sanguínea)

The image shows the SmartViewMD.com Blood Pressure Monitor page with the "Readings" section. It displays the following data: Systolic 101, Diastolic 65, Heart Rate 59, Mean Arterial 83, and Date Time 6/7/2021, 7:20:16 PM. There is also a progress bar at the bottom.

YA ESTAS LISTO!